

Medipore geperforeerd fixatiepleister 15 cm X 10 m Doos van 12 rollen



- 3M Medipore non-woven is een zachte, rekbare pleister op schutvel.
- De Pleister is erg modelleerbaar, zijn elasticiteit past zich makkelijk aan een zwelling of beweging aan, zonder huidbeschadiging te voorkomen.
- De hypoallergene 3M Medipore Medische hechtpleister kleeft uitstekend maar is zacht genoeg om op een gevoelige huid aan te brengen.
- De pleister is poreus en luchtdoorlatend, en geeft een verhoogd comfort aan de patiënt.
- Niet-steriel.