

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus wegwerpbare prikker

Doos van 200



- Technische gegevens:
 - 3-facet geslepen
 - Diameter 0,63 mm (23G)
 - Prikdiepte: 1,3 mm - 1,8 mm - 2,3 mm
- Door de verschillende veiligheidsfuncties in combinatie met de gepersonaliseerde instellingen, biedt de Accu-Chek Safe-T-Pro Plus prikpen zeer veel voordelen.
- Deze prikpen voor eenmalig gebruik biedt de patiënt veiligheid en gebruiksgemak.
- De prikpen voldoet ook aan de veiligheidseisen die worden gesteld door autoriteiten, gezondheidsinstellingen en wetgevers.
- Voordelen en eigenschappen:
 - 3 instelbare prikdieptes voor een grotere flexibiliteit in functie van de huidconditie van de patiënt.
 - Het apparaat klikt in elke positie vast en kan niet worden verwijderd
 - De speciale schuine snede en naalddiameter zorgen voor een vrijwel pijnloze prik.
 - Geschikt voor volwassenen, kinderen jonger dan 1 jaar en pasgeborenen
 - Bespaar ruimte en kosten door slechts één type lancet te gebruiken
 - Door het éénmalige gebruik is er geen gevaar voor kruisbesmetting
 - Veilige opslag van de naald in de behuizing dankzij Safe-T-technologie, die accidentele naaldprikken voorkomt
 - Automatische naaldverwijdering na éénmalig gebruik elimineert het risico op letsel en kruisbesmetting
 - Na eenmalig gebruik wordt het complete bit weggegooid