

Accu-Chek Safe-T-Pro Uno wegwerpbare prikker Doos van 200



- Technische gegevens:
 - 3-facet geslepen
 - Diameter: 0,36 mm (28G)
 - Penetratiediepte: 1,5 mm
- De Accu-Chek Safe-T-Pro Uno prikpen voldoet aan de strengere eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne van gezondheidsautoriteiten, zorginstellingen en wetgevers.
- Daarbij is de prikpen ergonomisch in gebruik.
- De pen prikt in slechts 3 milliseconden en de veiligheidsfuncties voorkomen onbedoeld prikken van de naald.
- Dankzij de vooraf ingestelde diepte-instellingen, kan de prikpen meteen worden gebruikt.
- Voordelen en eigenschappen:
 - Klaar voor gebruik, met vooraf ingestelde diepte-instelling
 - Dankzij de Safe-T-technologie is de naald altijd veilig opgeborgen
 - Opgeborgen naald voorkomt onbedoeld prikken van de naald
 - Ergonomisch en gemakkelijk vast te houden voor een veilig gebruik
 - Hygiënisch - elke lancet kan slechts één keer worden gebruikt
 - Afgeschuinde naald en kleine diameter zorgen nagenoeg voor een bijna pijnloze bloedprik.
 - Geschikt voor rechts- en linkshandig gebruik
 - Na één keer gebruiken wordt de complete prikpen weggegooid