

Set Bd Saf-T-Intima 24g 19mm Geel 0.70mm Recht Doos van 25



- BD Saf-T-Intima wordt ingezet voor langdurige infuustherapie.
- Wordt ook ingezet bij subcutane toediening van bijvoorbeeld morfine.
- Tevens is dit product inzetbaar bij hypodermoclyse.

- De Saf-T-Intima is voorzien van een veiligheidssysteem om het risico van prikongevallen te verkleinen.
- Dubbele 'epicraniale' fixatievleugel
- Katheter van polyurethaan
- Dode ruimte: 0,2ml