

Doos met 15 Portacath Winged Surecan - 20G x 25 mm.



Hubernaald voor het aanprikken van poortcatheters.

Surecan® Winged Infusion set :

Surecan® is een gebogen huberpunt naald (90°) die gebruikt wordt voor het aanprikken van een poortkatheter.

Voordelen :

Stabiele grip tijdens het aanprikken van het septum van de poort

Betere visualisatie van de naaldpositie

Makkelijk te verwijderen na infusie

Atraumatische fixatie zorgt voor een immobilisatie van de naald

Hoge druk bestendig systeem

Met luerlock leiding van 200 mm

Verpakking:

Doosje met 15 naalden

Referenties:

S781.300: D. 15 VLEUGELNAALDEN SURECAN - HUBER - 20Gx20 mm

S781.301: D. 15 VLEUGELNAALDEN SURECAN - HUBER - 20Gx20 mm

S781.302: D. 15 VLEUGELNAALDEN SURECAN - HUBER - 20Gx30 mm