

Beademingsballon silicone, volwassene, 1600 ml



- Met masker nr 4+5.
- Deze beademingsballon met PEEP-klep adaptor, ondersteunt kunstmatige beademing en hart-long reanimatie. De beademingsballon kan gebruikt worden om patiënten te beademen in geval van ademstilstand evenals om het in stand houden van de eigen ademhaling van de patiënt en / of bijkomend zuurstof toe te dienen.
- Er zijn verschillende modellen voor volwassenen, kinderen en jong geboren.
- Om tegemoet te komen aan de verschillende eisen

volgens lichaamsvolume, kan de compressiefrequentie aangepast worden, evenals een ballon in een geschikte maat.

- Toepassingsgebied: Volwassenen.
- Verpakkingsinhoud: Twee maskers in maat 4 en 5 + beademingsballon.
- Materiaal: PS, Silicone, EPDM.
- Materiaal klep: PS, Silicone.
- Inhoud: 1.600ml.
- Niet steriel.