

Hechtpleister Transpore Surgical Tape, 1,25 cm x 9,15 m, niet steriel Doos met 24 rollen



Transpore is een medische hechtpleister met een elastische, doorzichtige en macrogeperforeerde ruglaag in polyethyleen voorzien van een hypoallergene, snel hechtende kleeflaag van synthetische acrylaat copolymeren.

De pleister is poreus, hypo-allergeen en laat geen kleefresten na.

Kan zowel in de lengte als in de breedte recht afgescheurd

worden zonder gebruik van een schaar.

Ideaal voor het vasthouden van verbanden over bewegende lichaamsdelen en drukverbanden, het vastzetten van slangen en het bevestigen van catheters. Deze pleister is röntgendoorlaatbaar.

Transpore rollen kunnen met EO gesteriliseerd worden (Steri-Vac -55°). Aëratie EO: 24 uur.

Bewaartijd: 5 jaar bij kamertemperatuur.

