

Baleares tas, marine blauw



- Afmetingen: 400 x 200 x H 240 mm.
- Materiaal: buitenkant: polyamide - binnenkant: polyamide en schuim.
- Case ontworpen door zorgverleners voor zorgverleners.
- Modulaire binnenopslag.
- 8 verwijderbare verdelers van verschillende afmetingen.
- 3 verwijderbare zijzakken waarvan 1 isotherm.
- Een groot voorvak, 37 cm x 22 cm, ingericht voor

documenten: recepten, visitekaartjes, pennen, sleutels, enz.

- Handvat met afneembare en wasbare bescherming.
- Verstelbare schouderband, mini 60 cm / maxi 125 cm, met lus.
- De tas wordt leeg geleverd

