

Urinefles voor mannen autoclaveerbaar



- Met ergonomisch handvat en een exclusief anti-leksysteem
- Veilig te gebruiken in zittende of liggende positie
- Een vrouwelijke adapter is verkrijgbaar, die direct op de trechter past
- Eenvoudig te gebruiken en te onderhouden dankzij een handig openings- en sluitsysteem: de ring draaien om de trechter te verwijderen
- Aftapplug met geïntegreerde afdichting
- Niveaumarkeringen
- Anti-geur veiligheidsdop
- Onderhoud: water en gebruikelijk ontsmettingsmiddel (type bleekmiddel) of autoclaaf op 130 °C
- Inhoud: 1,5 L