

Bidet voor standaard toiletspot



- Gemakkelijk te installeren op de toiletbril om als bidet te dienen
- Kan ook in bed gebruikt worden voor intieme hygiëne
- Lichtgewicht en praktisch
- Zeer gemakkelijk te onderhouden
- Lengte zonder zeephouder: 32 cm
- Breedte zonder rand: ongeveer 25 cm
- Breedte met randen: ca. 35 cm
- Breedte van de rand: 5 cm
- Hoogte: 9 cm
- Inhoud: 3 L
- Gewicht: 350 gr
- Maximaal gewicht: 130 kg
- Materiaal: polypropyleen
- Kleur: wit

