

Professioneel aërosol Airpro Plus



- Professioneel aerosolapparaat voor ziekenhuisgebruik, thuiszorg en verhuur
- Krachtige en duurzame compressor voor intensief gebruik
- Instelbare flow voor het optimaliseren van behandelparameters
- RF7 Dual Speed Plus-vernevelaar met verbeterde ademhaling
- Geleverd met Soft Touch maskers voor volwassenen en kinderen, RF7 Dual Speed nebulisator met klepsysteem en een filter met hoge efficiëntie dat gecontroleerd kan worden door het transparante deksel
- Krachtige compressor voor continu gebruik en een laag geluidsniveau
- Dit apparaat kan eenvoudig getransporteerd worden met de ergonomische geïntegreerde handgreep
- Nebulisatieflow: tussen 0,29 en 0,65 ml/min
- Druk: 3,5 Bar
- Afmeting van deeltjes: min 2,21 μm - max 2,38 μm
- Max. capaciteit geneesmiddel: 8 ml
- Geluid: 55 dB
- Voeding: 230 V – 50 Hz – 150 VA
- Afmetingen: 26 x 12 x 23,5 H cm
- Gewicht: 2,4 kg