

Pangao elektronische non-contact thermometer



- Meet de lichaamstemperatuur zonder contact van 30°C tot 42,2°C
- Meet oppervlaktetemperatuur van 0° tot 93,2°C
- 0,2°C nauwkeurigheid met 0,1°C resolutie
- Snelle meting in 1 seconde
- Instelbaar alarmniveau verwittigt de gebruiker visueel en auditief bij ingestelde temperatuuroverschrijding
- Optimale meetafstand: 3 tot 5 cm
- Temperatuur afleesbaar op verlichte LCD scherm door één druk op de knop
- Geheugen slaat tot 9 metingen op voor eenvoudig oproepen van de historiek
- Geleverd met 2 1,5V AAA-batterijen
- Schakelt automatisch uit na 30 seconden
- Scherm met achtergrondverlichting met 4 kleuren

