

D.50x2 Steriele handschoenen, nitrile, niet-gepoederd, Medium, blauw-paars



- Sempercare Nitrile is robuust en beschermend tegelijk en geeft door de hoge treksterkte een veilig gevoel.. Deze handschoen is het product bij uitstek voor kritische toepassingen zoals de omgang met bepaalde chemicaliën en cytostatica. Het zachte materiaal verhoogt het draagcomfort en zorgt voor comfortabel en veilig werken gedurende langere tijd.
- De hogere bestendigheid tegen doorprikken van nitril (bij gelijke wanddikte als natuurlatex), bieden de gebruiker bescherming met behoud van comfort.
- Onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik bij medische en verpleegkundige handelingen
- Kleur: blauw-paars
- De blauwe kleur vergemakkelijkt de snelle onderscheiding t.o.v. latex-handschoenen
- Nitrilbutadiëenrubber (NBR)
- Lengte: 240mm
- Latex- en poedervrije handschoen; biedt hetzelfde comfort als een latexhandschoen, maar zonder de nadelige gevolgen van latex
- Perfect voor mensen met latexallergie Type I
- AQL: 1,5
- Treksterkte =6N
- Getextureerde vingertoppen zorgen voor een goede grip, ook in een vochtige omgeving
- Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) - categorie III
- Medisch hulpmiddel productklasse I
- Voldoet aan EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 554, EN 556
- Steriele handschoenen verpakt per paar
- Afmetingen doos: 16,8 x 14,3 x 23,5 cm (LxBxH)