

Evocare hydrofiële gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm

Doos met 100 x 1 kompres



- Verpakking per stuk
- Steriel
- Evocare hydrofiel gaaskompres steriel is een hydrofiel gaas kompres dat geschikt is voor gebruik als wondbedekker bij wonden waar steriliteit van het kompres geen vereiste is.
- Het is ook geschikt voor het reinigen van wonden en wondranden.
- De stevigheid van het kompres maakt dit kompres beter

geschikt voor wondreiniging dan een non-woven kompres.

- Vervaardigd van 100% katoen - 8 lagen.
- Rafelvrij gevouwen 17-draads gewezen.
- Behoudt zijn stevigheid, ook als het met een vloeistof wordt doordrenkt ten behoeve van de wondreiniging.
- Verschillende verpakkingen: verpakt per stuk, per 2, per 3 of per 5 kompressen in een individueel zakje.

