

Prontosan Solution wondreinigingsvloeistof Flacon van 350 ml



- Heldere, steriele waterige vloeistof bevat betaine en polyhexanide (0,1%) voor de preventie en behandeling van biofilms, fibrinelagen en vuil
- Betaine zorgt voor een actieve reiniging en vermindert de oppervlaktespanning, waardoor ongewenste necrose, fibrine en biofilm worden verwijderd
- De polyhexanide in kleine hoeveelheid heeft een ontsmettende werking en remt de groei van bacteriën
- Voor reiniging en bevochtiging van acute en chronische wonden, 1ste en 2de graad brandwonden
- Effectief tegen wondgeur
- Na opening 8 weken houdbaar
- Medical device klasse 3 - steriel