


CLIPUP wc-verhoger, 11 cm, met geïnjecteerde schelp, grijs.



- Exclusief en gepatenteerd, de Clipup® WC-verhoger past zich aan en past zich aan alle modellen aardewerk aan met zijn gekerfde sluiting aan de achterkant.
- De geïnjecteerde schelp past zich aan en stabiliseert zonder gereedschap om het toilet in alle veiligheid met 11 cm te verhogen.
- Aanpassing door inkepingen, bevestiging zonder schroeven of gereedschap.
- Materiaal: polypropyleen en elastomeer (antislipkussentjes).
- Onderhoud: niet-schurende reiniger, droog met een zachte doek, steriliseerbaar in autoclaaf (5 min bij 90 ° C en 80% vochtigheid).
- Getest en gecertificeerd tot 150 kg.
- Zelfdragend verstelbaar op de faience.
- Wereldwijde innovatie, gepatenteerd model.
- Mini-maxi breedte: 34-37 cm
- Binnenafmetingen: mini-maxi breedte / diepte: 16-19 x 26 cm
- Nuttige hoogte: 10 cm
- Hoogte: 14 cm
- Diepte: 38,5 cm
- Gewicht: 0,872 kg