

Bloeddrukmeter arm PROBP 2000 Welch Allyn + power supply



- Legt snelle, comfortabele en geautomatiseerde bloeddrukmetingen vast met slechts één knop.
- Combinatie van 2 innovatieve technologieën - SureBP® en FlexiPort - om nauwkeurige bloeddrukmetingen te ondersteunen.
- SureBP-technologie is een bloeddrukgemiddelde algoritme waarmee het apparaat bloeddrukmetingen kan vastleggen terwijl de manchet wordt opgeblazen op een manier die comfortabel is voor patiënten.
- Het ProBP 2000-apparaat is compatibel met een groot aantal herbruikbare bloeddrukmanchetten van Welch Allyn FlexiPort.
- Bloeddrukmetingen worden tijdens het oppompen in ongeveer 20 seconden vastgelegd.
- Voldoet aan de AAMI-normen voor bloeddruknaauwkeurigheid.
- Compatibel met Welch Allyn FlexiPort herbruikbare bloeddrukmanchetten, van kindermaat 9 tot dijmaat 13 (bereik 15-55 cm).
- Het apparaat wordt geleverd met een FlexiPort-bloeddrukmanchet maat 11 voor volwassenen.
- Werkt op batterijen en netstroom.
- LCD scherm geeft bloeddrukwaarde en hartslag weer.