

BD Microlance 3 naalden - geel - 30G x 1/2"
Doos met 100



- Steriel, voor eenmalig gebruik zonder latex
- Bevelontwerp maakt gebruik van geavanceerde technologieën (drievoudige afschuining, elektrolyse-afwerking)
- In-vitro en in-vivo studies hebben een kwalitatieve superioriteit van de penetratie-index aangetoond
- Dunne parios die het gebruik van dunnere naalden, gelijkmatige of hogere injecties mogelijk maken in

vergelijking met normale naalden voor de wand.

- Naalden van BD Microlance 3 passen op een Luer of Luer-Lok conus
- Sterilisatie: ethyleenoxide
- Volwassen intramusculaire naald
- Lengte: 13 mm
- Diameter : 0,30 mm