

Dax Clinical handonsmetting Bidon van 4 L



- Vloeistof samengesteld uit drie verschillende alcoholen, met ethanol als hoofdbestanddeel
- Hygiënische handonsmetting met een alcoholgehalte van 75,32% per volume
- Werkt snel en efficiënt, zonder te plakken na verdamping
- De toevoeging van glycerine en caprylyl glycol als

- hydraterende ingrediënten behoudt de natuurlijke vochtigheid van de huid en voorkomt uitdroging
- Reuk- en kleurloos
- Klinisch getest voor dagelijks verzorgingswerk
- Gebruik biociden voorzichtig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie.
- Toelating nr BE-REG-01468