

Bodyfix verpleegdeken



Afmetingen: 90 x 200 cm

Bodyfix is een geriatrie hoes die is ontworpen om comfortabele en zeer lichte ondersteuning te bieden aan patiënten die passief, gedesoriëteerd zijn of lijden aan neurologische aandoeningen, waardoor ze geen toegang hebben tot de luier, slangen, sondes, enz.

Het wordt op dezelfde manier gebruikt als een laken, met aanpasbare elastische aanpassing onder de matras.

Het maakt houdingsverandering mogelijk en de patiënt kan comfortabel op zijn bed zitten. Opening met ritssluiting in de lengterichting met gemakkelijke toegang tot de patiënt voor hygiëne.

Twee kleine zijopeningen met ritssluiting zorgen voor de doorgang van buizen, sondes, katheters, kabels, enz. Gemaakt van blauwe spons.