

Intrasite gel - tube 8g Doos van 10 tubes



IPM

INTRASITE Gel bevordert snel maar zacht debridement van necrotisch weefsel, terwijl het ook geel beslag en overtollig wondvocht kan absorberen. Tevens kan het gebruikt worden om een vochtige wondomgeving te creëren gedurende de granulatie- en de epithelisatiefasen

van de wondgenezing. Dit maakt INTRASITE Gel ideaal voor toepassing bij alle stadia van wondgenezing. INTRASITE Gel is een heldere vormloze hydrogel en bestaat uit gemodificeerd carboxymethyl cellulose polymeer, propyleen glycol en water.