

Poltech Ultra DES spray desinfecterende reiniger Fles met spray 750 ml



- Krachtig ontsmettingsreiniger voor alle oppervlakken, gebruiksklaar (BE-REG-02235)
- Bactericide, fungicide en virucide werking van het type PT2 en PT4
- Geschikt voor desinfectie in medische omgevingen, lokale overheden, voedings- en niet-voedingsindustrieën, professionele keukens
- Effectief op alle harde niet-poreuze oppervlakken (tafels, werkbladen, leuningen, lichtschakelaars, enz.)
- Geschikt voor niet-kritieke medische apparatuur
- Geurvrij
- Zonder bindende OEL's (Grenswaarden beroepsmatige

blootstelling - EU, BE, FR)

- Gebruik :
 - Spuit PolTech Ultra DES Spray onverdund op het oppervlak.
 - Laat het 2 minuten of 15 minuten inwerken, afhankelijk van de vereiste activiteit (zie de CONTACTTIJD paragraaf).
 - Reinig het oppervlak met een microvezeldoek. Schrob indien nodig met een schrobborstel.
 - Spoel oppervlakken, apparatuur en gereedschap die in contact kunnen komen met voedsel of drinkwater af na de desinfectie.