

Catherna vleugelnaalden 22G x 2 - blauw Doos van 30



- Voorzien van BD Multiguard™
-bloedmonitoringstechnologie, die is ontworpen om de
bloedstroom uit de katheter te stoppen totdat de
Luer-verbinding is gemaakt.
- ›Multiguard™ helpt bij het verminderen van onbedoelde
blootstelling aan bloed voor patiënten en zorgverleners
- De naaldpunt is volledig ingekapseld wanneer de naald

wordt teruggetrokken, waardoor het risico op onbedoeld
prikken aan de naald wordt verkleind.

- Verkrijgbaar met vinnen
- Geschikt voor verschillende inbrengtechnieken
- Voorwaardelijke MRI
- Steriel, voor eenmalig gebruik