

Catherna vleugelnaalden 24G x 0,75 - geel

Doos van 30



- Voorzien van BD Multiguard™ -bloedmonitoringstechnologie, die is ontworpen om de bloedstroom uit de katheter te stoppen totdat de Luer-verbinding is gemaakt.
- ›Multiguard™ helpt bij het verminderen van onbedoelde blootstelling aan bloed voor patiënten en zorgverleners
- De naaldpunt is volledig ingekapseld wanneer de naald

wordt teruggetrokken, waardoor het risico op onbedoeld prikken aan de naald wordt verkleind.

- Verkrijgbaar met vinnen
- Geschikt voor verschillende inbrengtechnieken
- Voorwaardelijke MRI
- Steriel, voor eenmalig gebruik