

STETHOSCOOP LITTMANN MASTER CARDIO MARINE BLAUW

- Instelbare membraan uit 1 stuk voor perfecte weergave van hoogfrequentie geluiden.
- Beide zijden van het borststuk (volwassenen en kinderen) zijn uitgerust met verstelbare membranen.
- Multi-purpose borststuk dankzij de mogelijkheid van de pediatrische zijde door een anti-koud ring te vervangen.
- De slang "nieuwe generatie" is resistent tegen vloeistoffen en alcohol, voor een langere levensduur.
- De precieze design van het borststuk verleent aan de stethoscoop een meer ergonomische vorm.
- De stethoscoop heeft ook een mode-indicator, geeft de configuratie weer.