

Doos van 50 x 10 Steri-Strips, 6 mm x 100 mm



- Steri-Strip huidhechtingen zijn een effectieve, pijnvrije oplossing voor het sluiten van wonden.
- Deze hechtingen hebben de vorm van strips gemaakt van een microporeuze drager van rayonvezels versterkt met polyester filamenten.
- Ze hebben een hypoallergene kleeflaag van synthetisch acryl met een hoge kleefkracht.
- De afwezigheid van weefselreacties heeft een positief effect op de genezing.
- Ze zijn pijnloos aan te brengen en te verwijderen, waardoor ze ideaal zijn voor pediatrisch gebruik.
- De afwezigheid van weefselreacties heeft een positief effect op de genezing.
- De mogelijkheid om de wondlippen regelmatig over de gehele lengte te plakken geeft een zeer goed esthetisch resultaat (geen schilfervorming).
- Steri-Strips zijn steriel en zijn verpakt in plastic enveloppen.