

Thickenup gel express met pomp Pompfles van 450 ml



- Instant vloeibaar indikkingsmiddel voor voeding
- Hygiënisch en eenvoudig te doseren dankzij de doseerpomp waarmee veilig kan worden gedoseerd volgens IDDSI*-niveaus
- Een effectieve nieuwe manier om alle soorten koude of warme dranken en gerechten in te dikken tot een

precieze, gladde consistentie

- Verdikt snel en blijft niet indikken na verloop van tijd
- Geschikt voor patiënten met slikproblemen (dysfagie), als aanvulling op hydratatie
- Bestand tegen speekselamylase

