

Buisverband Tubifast, rood, 3,5 cm x 10 m, niet steriel
Doos van 1 stuk



- Ideaal voor het fixeren van verbanden en het beschermen van de huid, ongeacht het lichaamsdeel.
- Houdt verbanden effectief op hun plaats zonder tape of nietjes.
- Ook aangegeven als compressiezwachtel.
- Verschillende maten beschikbaar.
- Kan op maat worden geknipt en over het verband worden gespannen voor een gelijkmatige pasvorm.
- Handwasbaar.
- Economisch.