

Zuurstofsaturatiemeter 02-Easy



- Draagbaar, niet-invasief apparaat dat gebruikt wordt om de arteriële zuurstofverzadiging (SpO2) en de hartslag te meten bij zowel volwassen als pediatrische patiënten
- Vereist geen routinematige kalibratie of ander onderhoud, behalve het vervangen van de batterijen
- Het gebruik van het apparaat is eenvoudig
- Het is compact, licht en gemakkelijk om mee te nemen
- Automatische uitschakeling na 8seconden inactiviteit
- Werkt op AAA-batterijen (meegeleverd)
- Afmetingen: 57mmx33mmx34mm
- Gewicht: 60g
- Geleverd met polsriem