


Viscoflex matras, 90 x 200 x 14 cm, met PU hoes



- Voorgevormde monoblok matras via spuittechniek, bestaat uit visco-elastisch traagschuim bovenlaag met verdikte stuitzone 80 kg/m³ op een HR schuimbasis van 40 kg/m³
- Preventie: gemiddeld tot hoog risico
- Patiënt zit op overdag en is bedlegerig voor meer dan 15 uur
- Maximaal gewicht patiënt: 130 kg
- Intergale polyurethaan hoes Polymaille®, behandelt met een anti-allergische polyurethaan coating op een tricot-type jersey
- Anti-bacterieel, anti-microbieel en schimmelwerend
- Bi-stretch, semi-permeabel vochtbestendig om het effect van maceratie te verminderen
- Opening aan 3 zijden en anti-slip onderzijde
- Voldoet aan de brandnormen EN597-1 & EN597-2