

GCare Home AeroPlus aërosol



- AeroPlus is een vernevelaar met zuigercompressor voor aërosoltherapie
- Ontworpen voor thuiszorg, vindt hij ook toepassingen voor intensief gebruik dankzij de krachtige compressor geschikt voor non-stop gebruik
- Gemakkelijk te gebruiken en te transporteren dankzij het compacte formaat en het speciale opbergvak voor accessoires en medicatie
- AeroPlus bevat een HI-FLO jet vernevelaar die de compatibiliteitstest met de meest voorgeschreven actieve bestanddelen heeft doorstaan
- Inbegrepen accessoires:
 - HI-FLO jet vernevelaar
 - Masker voor volwassenen met elastisch lint
 - Kindermasker met elastische lint
 - Mondstuk
 - Neusstuk (niet-invasief)
- Luchtleiding
- Luchtfilter
- Eigenschappen:
 - Olivrij en onderhoudsvrije zuigerpomp
 - Stroomvoorziening 230V - 50 Hz
 - Maximale druk 3,0 bar 43,5 psi 300 kPa
 - Bedrijfsdruk 1,3 bar 18,9 psi 130 kPa
 - Maximale luchtdebiet 16 l/min
 - Werkingsluchtdebiet 5,2 l/min
 - Nebulisatiesnelheid met 2 ml 0,9% NaCl-oplossing 0,50 ml/min
 - MMAD (µm) EN 13544-1 3,25
 - Arbeidscyclus, non-stop werking
 - Geluidsniveau 60 dBA
 - Afmetingen (LxBxH) 15,5 x 15,5 x 10 cm
 - Gewicht 1.45 kg