

Tensonic Spengler bovenarmbloeddrukmeter



- Ontworpen voor regelmatige therapeutische controle
- Spengler-meting, zeer hoge meetnauwkeurigheid
- Aritmie detector
- 3 beschikbare gemiddeldeberekeningen voor het bijhouden van het gemiddelde van de ochtendwaarden
- Volledig automatisch
- Groot display met achtergrondverlichting en 3-kleuren WHO risico-indicator
- Manchet 22-42 cm, maat M/L
- 2 x 60 tijdgestempelde geheugens
- Geleverd met 4 x LR6 AA batterijen en een transporttas
- Optionele voedingsadapter