

Hoog-laag bed COMFORT 1



- Bed met dubbele X-structuur.
- Houten lattenbodem
- 2 verschuifbare laterale steunen (L / R).
- Zelfoprichter in epoxy Zilver
- Buitenafmetingen: 106 x 208 cm.
- Metalen structuur met langsbalken van 40 x 25 mm.
- Dit chassis is gemonteerd op een dubbele X-structuur, bediend door een electromotor
- Hoogte : van 40 cm (rust) tot 80 cm (verzorging)
- 4 draaiwielen Ø 100 mm met onafhankelijke rem op ieder wiel.
- Lattenbodem van 90 x 200 cm
- Geleverd met afstandbedienings : gemakkelijk in gebruik voor patiënt en verplegend personeel.
- Afstandsbediening met volgende functies :
 - Regeling van het hoofdeinde van 0° tot 70°
 - Algemene hoogteregeling
- Maximale capaciteit : 175 kg
- LINAK motor met CE garantie , waterdicht volgens IPX4 norm en werkt op lage voltage 24 V.
- Voldoet aan de IEC norm.