

Nierbekken, éénmalig gebruik, polypropyleen



- Deze kunststof bak voor éénmalig gebruik wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de tijdelijke opslag van medische instrumenten of kleine zorguitrusting, alsook voor het verzamelen van vuil afval zoals kompressen, verband en wikkels.
- Deze witte plastic zitzak heeft een grote capaciteit en is licht en gemakkelijk te hanteren.
- Dit niervormige bekken kan ook worden gebruikt voor patiënten die gevoelig zijn voor braken.
- Het kan ook worden gebruikt om secreties of vloeistoffen op te vangen tijdens verzorging of chirurgie.
- Praktisch en anatomisch, de gebogen vorm van het bekken maakt het mogelijk om het ideaal onder de kin van de patiënt te plaatsen, voor een optimale opvang.
- De boonvorm is ook zeer nuttig voor het tijdelijk opbergen van instrumenten of klein gereedschap voor en tijdens een behandeling of operatie.
- De bekkens zijn stapelbaar, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.
- Dit bassin voor eenmalig gebruik is zowel handig voor thuis als voor particulieren. Maar ook voor gezondheidswerkers in medische praktijken, particuliere verpleegkundigen of in de ziekenhuisomgeving.
- Gooi de ondersteek na gebruik weg in de daarvoor bestemde containers.
- Niet opnieuw gebruiken na het spoelen.
- Kenmerken :
 - Wit polypropyleen
 - Inhoud: 600 ml
 - Lengte: 24 cm
 - Breedte: 14 cm
 - Hoogte : 4 cm
 - Verpakking: Per stuk verkocht.
 - Autoclaveerbaar to 120 °C