

Secretie aspirator Aspira 11L



- Licht en gemakkelijk te transporteren
- Afmetingen: 32,5 x 12 x 23,5 cm
- Container capaciteit van 1000 ml
- Bedrijfsspanning 230v/50hz
- Maximaal debiet 11Lpm
- Zuigkracht van -0,05 tot -0,80 bar
- Geluidsniveau 56db
- Gewicht 2,3kg
- Meegeleverde accessoires:
1000cc steriliseerbare container, silicone slang,
antibacterieel filter