

Mechanische personenweegschaal



- Groot, duidelijk rond wijzerdisplay, diameter: 18 cm
- Gemakkelijk af te lezen in kg
- Handmatige reset mogelijk
- Aantrekkelijke verchroomde sierring, diameter: 21 cm
- Robuuste stalen behuizing

- Weegschaal met gemakkelijk te reinigen plastic coating
- Nauwkeurigheid: 1000 g
- Max belasting: 160 kg
- Instrument niet onderworpen aan wettelijke metrologie, alleen voor privégebruik