

Schiller semi-automatische drietalige defibrillator



- Fred PA-1 Schiller Semi-Automatische Defibrillator
- Een eenvoudige semi-automatische defibrillator (AED) voor iedereen.
- De FRED® PA-1 is perfect geschikt voor gebruik bij volwassenen en kinderen dankzij de speciale elektroden.
- Geschikt voor gebruik in gezondheidsinstellingen en ERP: door zijn ontwerp is het een apparaat voor een zo breed mogelijk publiek.
- Oranje knop om de elektrische schok toe te dienen (voor de halfautomatische versie)
- Eenvoudige en overzichtelijke gebruikersinterface, spraaksynthese in het Frans
- Heeft verschillende functies die helpen bij hartmassage om de gebruiker te begeleiden bij het uitvoeren van kwaliteitsreanimatie op de juiste frequentie
- Onmiddellijke opstart wanneer het deksel wordt geopend
- Standaard uitgerust met een metronoom waardoor de gebruiker het juiste ritme van de hartmassage kent
- Voert dagelijks of wekelijks periodieke zelftests uit
- Drietalig
- Kan tot 2 uur gegevens en 500 gebeurtenissen registreren
- Vooraf aangesloten paar defibrillatie-elektroden in de AED-hoes met de EHBO-kit* (ruimte voor een tweede paar elektroden onder de AED)
- Controlelampjes zichtbaar op meer dan 15m
- ABS V0 (brandveilig) medische behuizing
- Maximaal geluidsniveau in bedrijf: 85 db
- Standaard geleverd met 1 batterij: LiMn02 15V, 2,8Ah
- Een eenvoudige semi-automatische defibrillator (AED) voor iedereen.
- Verklarende video:
https://www.youtube.com/watch?v=2txHg_OgUZk