

Beademingsballon silicone, kinderen, 500 ml



- Met 2 maskers maat 2 en 3 en een ademhalingsballon.
- Deze beademingsballon helpt bij kunstmatige beademing en cardiopulmonale reanimatie.
- De beademingsballon wordt gebruikt om een patiënt met ademstilstand te beademen, maar ook om de natuurlijke ademhaling van de patiënt in stand te houden en/of extra zuurstof toe te dienen.
- Verkrijgbaar in versies voor volwassenen, kinderen en kinderen.
- Om aan de behoeften van verschillende lichaamstypen te voldoen, kan de compressiefrequentie worden aangepast en kan een ballon van de juiste grootte worden gekozen.
- Overdruk grens: 40 cmH2O