

## **Fixatiepleister Mefix, non woven, 5 cm x 2,5 m, niet steriel**

### **1 rol**



- Betrouwbare fixatie van verbanden, gaaskompressen, katheters en slangen
- Mefix kan gebruikt worden om een verscheidenheid aan verbanden en middelen op de huid te fixeren - zoals gaaskompressen, katheters en slangen
- Mefix is voorzien van maataanduidingen om de 10 cm, zodat u de pleister gemakkelijk in de gewenste vorm en maat kunt knippen
- Ook het bescherm papier heeft om de 10 cm een perforatielijn, zodat u het gemakkelijk kunt verwijderen en

aanbrengen. Dankzij de kleeflaag op waterbasis zorgt het voor een stevige, maar tegelijk huidvriendelijke hechting

- Huidvriendelijke kleeflaag op waterbasis en zonder oplosmiddelen
- Flexibele stof vormt zich naar de lichaamscontouren en biedt bewegingsvrijheid
- Lucht- en waterdoorlatend, voorkomt maceratie en zorgt voor meer comfort
- Niet-steriel

