

Antislip onderlegger, blauw, diameter 19 cm



- Creëert een stevig antislip oppervlak, perfect voor het plaatsen van kopjes, borden en kommen om ongewenste bewegingen te voorkomen
- Antimicrobiële constructie voorkomt dat bacteriën zich op het oppervlak nestelen
- Hecht onmiddellijk op elk oppervlak
- 19 cm diameter, met een materiaaldikte van 1,5 mm
- De ronde onderleggers van Tenura hechten gemakkelijk

- aan een oppervlak en kunnen ook gemakkelijk worden verwijderd zonder resten achter te laten, dankzij de natuurlijke eigenschappen van silicone
- Een ideaal product voor gebruik in keukens en ziekenhuizen, dankzij de niet-giftige siliconenconstructie, die keer op keer kan worden afgewassen, zelfs in de vaatwasser, zonder gevaar voor aantasting
- Verkrijgbaar in 2 kleuren: rood en blauw