

Néoprène polsbrace Orthopedic 2120-10



- Ontworpen voor dagelijks gebruik waar compressie nodig is om beweging mogelijk te maken
- Verstelbare orthese met sluitingsband voor gemakkelijk passen
- Gaat gepaard met een thermisch effect om de pijn beter te verlichten, biedt steun, stabiliteit en elimineert spanning
- Te gebruiken bij:
 - Artritis
 - Peesontsteking
 - Lichte artrose
 - Slijmbeursontsteking
 - Licht gewrichtstrauma
- Onderhoud:
 - Handwas of machinewas op 30° max
 - Niet strijken
 - Niet in de droger