

Neoprene short Orthopedic 2170-10



- Ontworpen voor dagelijks gebruik waar compressie nodig is om beweging mogelijk te maken
- Verstelbare orthese met sluitingsband voor gemakkelijk passen
- Gaat gepaard met een thermisch effect om de pijn beter te verlichten, biedt steun, stabiliteit en elimineert spanning
- Gebruik bij:
 - Adductor spierblessures
 - Rekken en strekken
 - Fibrillaire scheuren van de quadriceps
- Onderhoud:
 - Handwas of machinewas op 30° max
 - Niet strijken
 - Niet in de droger