

Geriatrische hoes in 2 delen, brandvertragend, lange mouwen



- De Fico-verpleegdekens voor zeer onrustige patiënten bieden de gebruiker een ideale balans tussen bewegingsvrijheid en bescherming.
- De verpleegdekens voorkomen bloot liggen, uit bed vallen en het stuk trekken van incontinentie materiaal.
- Bij het 2 delig verpleegdeken wordt het zwarte deel onder de matras gelegd en verankerd aan het bedframe (dit deel blijft altijd liggen) en dicht geritst aan het lichtblauwe bovenste deel waar de patiënt onder ligt. Dit bovenste deel kan afgeritst worden voor reiniging.
- Het 2-delig verpleegdeken FR is voor zeer onrustige patiënten waar er een risico is dat de patiënt de matras om trekt.
- Het 2-delig verpleegdeken Fire Resist heeft een permanente brandvertragende eigenschap en de stof is sterk en scheurbestendig. Het verpleegdeken is standaard voor een eenpersoonsbed (15 x 90 x 200 cm) maar kan op maat gemaakt worden.
- De patiënt ligt rechtstreeks op het bed, onder het

verpleegdeken. Vanaf de heupen gaat het verpleegdeken over in een pyjama. De ritsluiting loopt van de kin tot aan het voeteinde van het bed zodat de patiënt niet zelf uit het verpleegdeken kan.

- Aan de zijkant kan een ritsopening van 10 cm voorzien worden voor eventuele buisjes.

- Geschikt voor zeer onrustige patiënten.

- Standaard afmeting matras 90 x 200 cm

- Uitvoering

- Bovendeel (verpleegdeken):

- * 34,5% katoen - 31% pes - 22,5% modacryl

- * 12% viscose

- * Permanente brandvertragende eigenschap

- * Fire Resist spiraal ritsen

- * Wasbaar op max. 60°C

- Onderdoek (onder de matras)

- * Polyester

- * Fire Resist spiraal rits

