

Mextra Superabsorberend wondverband, 10 x 10 cm, steriel

Doos van 10



- Superabsorberend wondverband met een vloeistofafwerende toplaag.
- Het verband is ideaal omdat het de genezing bevordert en meerdere voordelen biedt aan u en uw patiënten.
- Toepassingen :
 - Mextra® Superabsorberend is geschikt voor matig tot sterk exsuderende wonden.
 - Exsudaat wordt geabsorbeerd door de contactlaag en vastgehouden in de centrale laag van het verband.
 - Dit minimaliseert het risico op maceratie.
- De beschermende laag van waterafstotend vliesmateriaal fungeert als waterbarrière en voorkomt lekkage van exsudaat.
- Frequentie van verbandwissels:
 - Mextra® Superabsorbent kan meerdere dagen blijven zitten.
 - Het verband moet worden vervangen afhankelijk van de klinische toestand van de wond of wanneer het absorptievermogen van het verband verzadigd is.

