

Evocare nierbekken uit pulpkarton Sachet de 50



- Opvang recipiënt voor afval, vuil verband, watten.
- Gemaakt van vormkarton: 100% vormkarton van oud papier.
- Kleur: lichtgrijs.
- Afmetingen product: 255 x 150 x 45 mm.
- Afmetingen doos: 265 x 305 x 450 mm
- Inhoud: 700 ml
- Composteerbaar - biologisch afbreekbaar.

- Bestand gedurende 30 minuten: Jodosan 1%.
- Bestand meer dan 8 uur: zoutzuur 0,1 N, maagsap, alcohol 25%.
- Meer dan 24 uur bestand tegen: natriumchloride 0,9%, waterstofperoxide 3%, water van 80° C, bloed, urine, azijnzuur 5%, chloorhexidine 0,2%.
- Niet bestand tegen: vetten, oliën