

Fred PA-1 Schiller volautomatische defibrillator



- De ideale defibrillator voor gebruik in openbare plaatsen
- Zo ontwikkeld dat zelfs ongetrainde gebruikers levens kunnen redden
- De PA-1 gidst de redder stap per stap door het hele reanimatieproces
- Hij start op zodra het deksel wordt opgetild
- Breng de vooraf aangesloten elektroden eenvoudig aan op de borst van de patiënt.
- Systematische voorbelasting maakt het mogelijk om schokken toe te dienen zodra deze maatregel noodzakelijk is
- In de automatische versie levert de FRED PA-1 de schok zonder enige actie van de hulpverlener.
- De FRED PA-1 herkent onmiddellijk of elektroden voor kinderen of volwassenen worden gebruikt en past de defibrillatie-energie dienovereenkomstig aan.
- Een set kinderelektroden kan in een daarvoor bestemd compartiment aan de achterkant van het apparaat worden geplaatst.
- Activeert direct bij het openen van de beschermklep.
- Automatische begeleiding doorheen het ganse reddingsproces.
- Stembegeleiding in één taal - drie talen in optie (multi-language pack PA-1).
- Toestel test zichzelf voortdurend: levensduur van de elektroden - toestand batterij - regulier onderhoud
- Gebruiker krijgt gesproken instructies en visuele hulp op het toestel zelf.
- Het apparaat herkent het type van de aangesloten elektrode en regelt zichzelf (volwassene of kind).
- Ritme van de hartmassage is configureerbaar voor installatie Intern geheugen voor gegevensopslag en latere analyse.
- Geleverd met batterij en elektrodeset voor volwassenen.