

BD Carefusion chirurgische tondeuse



- Voor het scheren van haar vóór elke medische procedure die ontharing vereist.
- De BD Carefusion chirurgische trimmer wordt gebruikt met speciaal aangepaste mesjes voor eenmalig gebruik.
- Kan worden gebruikt op natte of droge huid.
- Maakt het mogelijk om haar snel te verwijderen en vermindert het risico op huidirritatie en infectie in vergelijking met traditionele scheermesjes.
- Alleen voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg.
- Gemakkelijk te hanteren.
- Eenvoudig mesjes vervangen.
- Eenvoudig te reinigen met water en zeep.
- Snijhoek van 40°.
- Lithium-ION batterij met lange levensduur.
- Let op: BD Carefusion lader en wegwerpmesjes moeten apart besteld worden.
- 2 jaar garantie.
- Medisch hulpmiddel klasse I
- Apart te bestellen accessoires:
 - Oplader voor BD Carefusion trimmer. Levensduur batterij: ongeveer 80 minuten continu gebruik.
 - BD Carefusion standaard wegwerpmesjes. Doos van 50 mesjes.
 - BD Carefusion mesjes voor eenmalig gebruik SensiClip. Voor gevoelige gebieden. Doosje met 20 mesjes.
 - BD Carefusion Neuro Disposable mesjes. Voor haar en andere zeer dikke haren. Doos met 20 mesjes.
 - BD Carefusion trimmer alleen geleverd. Zonder mesje.