

Airfeel apparaat voor ademhalingsoefeningen



- Draagbaar en ergonomisch
- 1 apparaat - 2 therapieën
- Gemakkelijk schoon te maken
- Neusklem meegeleverd
- Manometerkit beschikbaar voor medisch personeel (optioneel)
- Lichtgewicht, weegt slechts 110 g
- Praktische draagtas
- De draagbare, ergonomische en extreem lichte AirFeel is een hulpmiddel dat ademhalingsoefeningen gebruikt om de luchtwegen van de patiënt vrij te maken. Door de plaatsing van de ring kun je kiezen tussen twee verschillende gebruikstypen: OPEP en PEP.
- Als de knop in de "open" stand wordt gedraaid, voert het apparaat OPEP-therapie uit: OPEP is een combinatie van PEP-therapie en oscillatie: PEP maximaliseert de stroom van uitgeademde lucht en voorkomt een dynamische inzakking van de luchtweg. De toename van de alveolaire ventilatie in combinatie met de oscillerende beweging van de lucht vermindert de visco-elastische

eigenschappen van het slijm, waardoor het gemakkelijker te mobiliseren is en afscheidingen kunnen worden geëlimineerd.

- Als de knop in de "gesloten" stand wordt gedraaid, voert het apparaat een PEP-therapie uit, waarbij de binnenste bol wordt vergrendeld en alleen lucht door het geselecteerde gat in de ring wordt geperst. Als apparaat met positieve expiratoire druk (PEEP) helpt AirFeel® de klaring van de lagere luchtwegen te verbeteren door middel van collaterale ventilatie, waardoor de functionele restcapaciteit van de longen tijdelijk toeneemt.
- Draagbaar en ergonomisch: het is uitgerust met een handgreep die kan worden verwijderd en gebruikt om de onderdelen van het product op te bergen en het transport te vergemakkelijken, ook dankzij een praktische tas.
- Gemakkelijk schoon te maken: het product kan volledig worden gedemonteerd, waardoor de onderdelen, die ook autoclaveerbaar zijn, gemakkelijk grondig kunnen worden gereinigd.

