

## Mextra Superabsorberend wondverband, 20 x 25 cm, steriel Doos van 10



IPM

- Superabsorberend wondverband met een vloeistofafwerende toplaag
- Het verband is ideaal omdat het de genezing bevordert en meerdere voordelen biedt aan u en uw patiënten.
- Toepassingen :
  - Mextra® Superabsorberend is geschikt voor matig tot sterk exsuderende wonden.
  - Exsudaat wordt geabsorbeerd door de contactlaag en vastgehouden in de centrale laag van het verband.
  - Dit minimaliseert het risico op maceratie.
- De beschermende laag van waterafstotend vliesmateriaal fungeert als waterbarrière en voorkomt lekkage van exsudaat.
- Frequentie van verbandwissels:
  - Mextra® Superabsorbent kan meerdere dagen blijven zitten.
  - Het verband moet worden vervangen afhankelijk van de klinische toestand van de wond of wanneer het absorptievermogen van het verband verzadigd is.