

Compat Buddy gastrostomieknoop FR20 - lengte 3,5 cm



- De Compat® Buddy gastrostomieknoop met ballon is ontworpen voor patiënten die intermitterende of continue enterale toediening van voedingsstoffen, vloeistoffen of geneesmiddelen aan de maag nodig hebben. Hij is ook geschikt voor decompressie van de maag.
- De Compat® Buddy is verkrijgbaar in een groot aantal maten (12/14/16/18/20/24 FR) en lengtes (0,8 tot 6,5 cm) om te voldoen aan de meeste behoeften van patiënten en klinische vereisten.
- Comfort voor de patiënt:
- Biocompatibele katheter van zacht silicone en siliconenballon met hoge sterkte om een maximale gebruiksduur te bevorderen en het vervangen van knopen te beperken.
- Volledig bedekt distaal uiteinde om de maagwand te beschermen.
- Discrete, comfortabele oplossing om patiënten meer bewegingsvrijheid te geven.
- Gebruiksgemak: De Compat® Buddy is verkrijgbaar als handige kit voor eenvoudige plaatsing. Hij wordt geleverd in een individuele steriele verpakking met twee verwijderbare labels om de traceerbaarheid te verbeteren.
- Materiaalveiligheid: DEHP-, BPA- en latexvrij.